

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/kwas-hialuronowy-usieciowany-evanthia-25mg/ml-wypełniacz-p-1964.html>



Kwas HIALURONOWY Usieciowany EVANTHIA 25mg/ml - WYPEŁNIACZ

Cena	260,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BIOFORMULA

Opis produktu

KWAS HIALURONOWY USIECIOWANY WYPEŁNIACZ EVANTHIA 25 SUPERIOR 1ml

IDEALNY PREPARAT DO WOLUMETRII I KONTUROWANIA TWARZY W KAŻDYM WIEKU

SKŁAD PREPARATU:

- Produkt medyczny klasy trzeciej, usieciowany kwas hialuronowy, jednofazowy, przeznaczony do zabiegów medycyny estetycznej.
- Jest to produkt sterylny, oznaczony znakiem CE 0373, stworzony na bazie opatentowanej formuły.
- Stężenie kwasu na poziomie 25mg/ml, czynnik sieciowania BDDE.
- Posiada bardzo wysoki wskaźnik czystości i bardzo niskie stężenie kwasów nukleinowych i białek.
- Produkt jest nietoksyczny.
- Posiada niski wskaźnik endotoksyn (

Główne wskazania do zastosowania Evanthia 25 Superior:

- średnio głębokie bruzdy,
- fałdy nosowo-wargowe,
- linie marionetki,
- wolumetria,
- zwiększenie objętości ust,
- objętości policzków,
- modelowanie brody,
- obszar żuchwy,
- skronie.

Evanthia to bardzo czysty produkt, dzięki temu usta nie puchną do niebotycznych rozmiarów jak po innych wypełniaczach a także jest zmniejszone ryzyko powikłań

Przechowywanie: 5 - 25 C

Zestaw zawiera:

- 1 strzykawkę (1 ml)
- 2 igły

-
- Instrukcję obsługi

Charakterystyka produktu:

- Typ wypełniacza: EVANTHIA 25 SUPERIOR (jednofazowy)
- Stężenie: 25 mg/ml
- Ph: 6.00 - 7.50 qs.p. /g
- Masa cząsteczkowa: 2400-4000 kDa
- Lepkość : 50-70 Pa xs
- Wskaźnik endoksyn: ≤ 0.5 Eu/ml
- Głębokość iniekcji: od głębokiej warstwy skóry właściwej do okostnej
- Czynnik usieciowany: BDDE
- Sterylizacja: Autoklaw

Technika:

- Zaleca się wprowadzanie produktu metodą iniekcji liniowej wstecznej w głębsze warstwy skóry. Technika, która polega na wprowadzaniu preparatu zgodnie z kierunkiem zmarszczki na powierzchni skóry. Unikać tzw. przesadnej poprawności (zbyt duże lub zbyt małe wprowadzanie produktu).
- W celu wykonania zastrzyku prawidłowo ścisnąć skórę pomiędzy palcami ręki, która nie trzyma strzykawki. Unika się tym samym nakłuć w naczynia włosowate, które mogą być widoczne na powierzchni skóry gdy jest ściśnięta.
- Nie stosować metodą pęcherzykową jak w przypadku kwasu hialuronowego nieusieciowanego!!!!

Efekt utrzymuje się około 10-12 miesięcy. W celu otrzymania najlepszych efektów, zabieg należy powtarzać co 10 miesięcy.