

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/derma-roller-3-w-1-zloty-p-3308.html>



DERMA ROLLER 3 W 1 ZŁOTY

Cena	53,71 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod EAN	6902540752361
Producent	Dr.Pen

Opis produktu

DERMA ROLLER 3 W 1 ZŁOTY MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Prima Derma

CERTYFIKOWANY DERMA ROLLER 3 W 1

✓NAJSKUTECZNIEJSZY DERMAROLLER NA RYNKU BRANŻY BEAUTY.

→Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej. Poprawia **jędrność i elastyczność skóry**. Zapewnia efekt **odmładzający**. Pobudza skórę do produkcji kolagenu, dzięki czemu **niweluje zmarszczki**. Poprzez perforację, naskórek wchłania większą ilość składników aktywnych znajdujących się w aplikowanych kosmetykach.

ZALETY:

- Certyfikowany (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne)
- Sterylny
- zestaw zawiera 3 wymienne głowice

→Głowica do wykonywania zabiegów na **ciało 200 igieł - 1,5 mm** (redukcja cellulitu, zmniejszenie blizn na pośladkach, udach i brzuchu)

→Głowica do wykonywania zabiegu na **twarz 600 igieł - 0,5 mm** (wygładzenie zmarszczek, redukcja przebarwień i blizn)

→Głowica do wykonywania zabiegów na **okolice oczu 180 igieł - 0,25 mm** (redukuje worki pod oczami i kurze łapki).

☐Zabiegi z **dermarollerem** wykorzystują czynnik fizyczny, a więc samo uklucie, jako sygnał naprawczy oraz czynnik farmakologiczny- podanie odpowiednio dobranej ampułki w zależności od problemu.

✓STOSOWANIE:

W warunkach domowych, zaleca się używać urządzenia **nie częściej niż jeden zabieg co 3 tygodnie** (częstotliwość zabiegów należy dopasować do rodzaju skóry - **zalecana konsultacja dermatologiczna**). Dobierając kosmetyki do stosowania po nakłuciu skóry, należy brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania. **Zaleca się wcześniejszą konsultację** z dermatologiem w celu dobrania odpowiedniej substancji.

1. Wysterylizować igły urządzenia
2. Użyć kremu odżywczego na skórę i rolować 4-5 razy
3. Rolować skórę urządzeniem w więcej niż 3 kierunkach

⚠️ OSTRZEŻENIA:

Po użyciu urządzenia, należy **unikać zbyt intensywnej ekspozycji skóry** na słońce przez około 1 tydzień (zaleca się stosowanie kremu z filtrem o wysokim faktorze np. 50+). Przed i po każdym użyciu urządzenia, należy **go zdezynfekować** i przechowywać w sterylnym miejscu.

✅ ZALETY STOSOWANIA:

- ✓ usunięcie martwego naskórka,
- ✓ pobudzenie metabolizmu komórek skóry,
- ✓ zwiększenie przepływu krwi w skórze,
- ✓ pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny,
- ✓ spłycenie blizn po trądzikowych,
- ✓ zwiększona absorpcja preparatów odżywczych.

→ **Długość: 15cm**

→ **Kolor: złoty**

→ **Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, igły tytanowe**