

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/dr-pen-a10-w-mezoterapia-mikroiglowa-2-kartridze-p-4048.html>



DR. PEN A10-W mezoterapia mikroigłowa + 2 kartridże

Cena	209,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624743310
Producent	Dr.Pen

Opis produktu

ORYGINALNE, CERTYFIKOWANE URZĄDZENIE DR. PEN A10-W mezoterapia mikroigłowa + 2 kartridże

☐ Zabieg **mezoterapii mikroigłowej** poprawia **jędrność i elastyczność skóry**. Poprzez mikro-nakłucia pobudza procesy regeneracyjne zachodzące w skórze dzięki czemu **stymuluje** jej tym samym zwiększenie **wytwarzania kolagenu i elastyny** powodując że skóra staje się **jędrna, blizny** są stopniowo są **spłycane**, a **zmarszczki wygładzone** jest bardzo **wszechstronnym** narzędziem, dlatego zabiegi przy jego użyciu można wykonywać na całej **twarzy, szyi, dekolcie, brzuchu, udach, pośladkach** czy **skórze głowy**.

➔ Poprzez perforację, **naskórek wchłania** większą ilość **składników aktywnych** znajdujących się w aplikowanych kosmetykach.

☐ Zabieg przy użyciu DR PEN gwarantuje **większy komfort, sterylność i precyzję z uwagi na zastosowanie frakcyjnego mikroigłowania, a nie rollowania**.

SPECYFIKACJA:

- **Certyfikowany** (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne).
- **Głębokość nakłucia:** regulacja głębokości nakłucia w zakresie od **0,25 mm do 2,5 mm**. Można dostosować głębokość w zależności od obszaru i celu terapii.
- Prędkość: **urządzenie oferuje regulację prędkości (5 poziomów)**, co pozwala dostosować szybkość nakłuwania do preferencji i potrzeb użytkownika. 5-stopniowa regulacja prędkości **8000-15000/min.**
 - **Wyświetlacz LED** wskazujący aktualny tryb pracy **(1-5)**.
- Zasilanie: Wbudowany akumulator umożliwiający **bezprowadową** pracę do 4 godzin (urządzenie może także pracować przewodowo).
 - Gwarantuje **najwyższą absorpcję** składników aktywnych.
 - Kompaktowa i **ergonomiczna konstrukcja**.
 - Napięcie 100-240V 50/60HZ, ładowarka z wtyczką europejską.
 - Materiał obudowy: metal.
 - Akumulator: 500mAh.
 - Tryb ładowania: interfejs USB typu C.

➔ Zabiegi frakcyjnego mikronakłuwania skóry wykorzystują **czynnik fizyczny, a więc samo uknięcie, jako sygnał naprawczy oraz czynnik farmakologiczny**- podanie odpowiednio dobranej ampułki w zależności od problemu.

Kartrydż Dr Pen A10

Kartrydże są nowe, sterylne zapakowane z aktualną datą ważności dedykowane do urządzenia Dr Pen ultima A10.

-
- **Kartridże 12** służą do usuwania blizn, cellulitu, trądziku, rozstępów i odżywiania skóry
 - **Kartridże 24 i 36** służą do usuwania zmarszczek, plamek (przebarwień), wybielania, nawadniania, odżywiania, odmładzania skóry
 - **Kartridże 42** usuwanie plam, naprawa po trądziku, ospie wietrznej, odmłodzenie skóry, obkurczanie porów.

Kartridże Nano służą do usuwania zaczerwienień i odżywiania skóry oraz do wtłaczania substancji aktywnych w skórę (Meso BB Glow/Glam i inne)

- **Kartridże Nano R** import bezbolesnego odżywiania, makijaż podstawowy/podkład, wybielanie skóry, nawilżanie skóry, BB Glow/Glam
- **Kartridże Nano S** import bezbolesnego odżywiania, wzrost brwi, odmłodzenie skóry, BB Glow/Glam.

→Zalety stosowania mezoterapii mikroigłowej:

- Umożliwia skuteczne i precyzyjne wnikanie substancji pielęgnacyjnych w skórę, takich jak witaminy, peptydy czy kwas hialuronowy.
 - Proces mikroigłowego nakłuwania skóry stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając kondycję skóry.
 - Może również redukować widoczność blizn, rozstępów oraz przebarwień, cellulitu.
 - Przeciwdziała starzeniu się skóry i wygładza zmarszczki.
 - Może być wykorzystywany w celu powstrzymania łysienia.
 - Nawilża skórę właściwą.
 - Dotlenia skórę po przez pobudzenie mikrokrążenia.

☐Zestaw zawiera:

- **1x** Urządzenie Dr Pen A10-W
- **1x** Zasilacz EU: 5v-1000mA
 - **1x** Kabel zasilający
- **1x** Instrukcja obsługi w języku Polskim
 - **1 x** Opakowanie
 - **2 x** kartridże - **12**-igłowe