

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/pistolet-do-przekluwania-uszu-nosa-warg-p-3564.html>



Pistolet do przekłuwania uszu nosa warg

Cena	11,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod EAN	5904624741484
Producent	PRIMA DERMA

Opis produktu

Pistolet do przekłuwania uszu nosa warg

- ♥Wykonany z **najwyższej jakości** materiału pistolet do przekłuwania uszu, nosa czy warg. Zaprojektowany tak, aby był **łatwy i komfortowy w użyciu**.
- ♥Pistolet został **wyposażony w kolczyk**, który został wykonany z **medycznej stali nierdzewnej**. Jest w pełni bezpieczny dla świeżego przekłucia.
- W trosce o **bezpieczeństwo**, każdy z pistoletów jest **sterylizowany i pakowany w osobne opakowanie**. W ten sposób zachowane zostają **najwyższe standardy higieny i sterylności**. Szczelne opakowanie zapobiega przedostawaniu się brudu, kurzu czy drobnoustrojów bezpośrednio na pistolet. Minimalizuje to ryzyko infekcji.
- Korzystać z niego mogą zarówno **profesjoniści**, jak i **osoby początkujące**. Jego obsługa jest bardzo **prosta** i nie wymaga szczególnych umiejętności.

□Sposób użycia:

- 1□Zdezynfekuj powierzchnię ucha oraz kolczyk preparatem do tego przeznaczonym.
- 2□Za pomocą markera na bazie wody, wykonaj znak w miejscu przekłucia.
- 3□Przyłóż pistolet w wyznaczonym miejscu.
- 4□Naciśnij pistolet, aby dokonać przekłucia.

♥Pielęgnacja ucha po zabiegu:

- ✓**Unikaj** dotykania ucha w ciągu **48 godzin** po założeniu kolczyka, unikaj kontaktu z wodą lub kosmetykami.
- ✓Przez okres **6 tygodni** płatek ucha należy **codziennie przemywać** wacikiem nasączonym środkiem do pielęgnacji przekuć, np. woda morską.
- ✓ Przez okres **6 tygodni nie zalecane** jest wyjmowanie czy wymienianie kolczyka. Po tym upływie czasu, można zastąpić pierwotny kolczyk innym, ale równie lekkim aby nie obciążać płatka ucha.

- **Kolor:** biały
- **Ilość:** 1 sztuka

