

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/stempel-bio-needle-z-aplikatorem-p-3817.html>

Stempel bio needle z aplikatorem



Cena	48,78 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod EAN	5904624746502

Opis produktu

Stempel bio needle H24 z aplikatorem

❑ Nowość **Bio Needle H24** to domowy mikroigłowy stempel z aplikatorem i regulacją igieł. Innowacyjny **STEMPEL 2 w 1** perforuje naskórek jednocześnie **automatycznie** dozując wcześniej **zaaplikowaną** ampułkę.

→ Posiada o wiele **mniejsze igły** niż np. dermapeny w gabinecie dermatologicznym, więc zabieg **nie powinien** być **bolesny**.

→ Terapia bio needle wykorzystuje **24 igły** ze stopu **tytanu** z regulacją wysuwu do 1,5 mm. Stempel może wkuwać się w więcej niż **300 tysięcy** naczyń naskórka co **300 sekund**.

☑ **Wydajny** system dostarczania składników **odżywczych** do naskórka skóry właściwej i tkanki podskórnej. **Aktywne** substancje docierają do skóry bardzo **efektywnie**.

☑ **Mikronakłuwanie** to **zabieg kosmetyczny**, przy którym tworzą się mikro nakłucia co ma na celu **stymulowanie** procesu autonaprawy i **zwiększenia** absorpcji składników aktywnych. Zabiegi **frakcyjnego mikronakłuwania** skóry wykorzystują **czynnik fizyczny**, a więc samo ukućcie, jako **sygnał naprawczy** oraz **czynnik farmakologiczny** - podanie **odpowiednio** dobranej ampułki w zależności od problemu. **Mikronakłuwanie** daje **efekty** w postaci **poprawy funkcjonowania** skóry oraz **poprawy jej wyglądu**.

✓ **Bio Needle H24** wykorzystywany do zabiegów na ciało i skórę głowy ma szerokie zastosowanie, między innymi **redukcja**:

- zmarszczek,
- przebarwień,
- blizn po trądzikowych,
- porów,
- rozstępów,

→ **Efekty po zabiegu**:

- zwiększa naturalne rozświetlenie
- tworzy zdrowy wygląd
- poprawia koloryt i teksturę skóry
- poprawia elastyczność skóry
- otwiera pory

-
- stymuluje porost włosów
 - stymuluje porost brody

☐☐Efekty są ściśle związane z zastosowaną ampułką☐☐

☐ZALETY:

- Mniejszy ból i dyskomfort dla klienta
 - Minimalne krwawienie
- Mniejsze ślady po wkłuciach
 - Łatwy w stosowaniu
 - Optymalny kształt
- Certyfikowany wyrób medyczny

Specyfikacja techniczna:

- Rozmiar: 34G/0,6 mm
 - Luer Lock
- Wielkość fiolki: 10 ml
- Długość igieł: 0 - 1.5 mm
 - Jednorazowy
 - Igły tytanowe

→PROCEDURA ZABIEGOWA:

1. Znieczul miejsce zabiegowe jeżeli jest taka konieczność.
2. Otwórz zbiorniczek i uzupełnij ampułkę. Igły odstoń przed samym zabiegiem.
3. Zdezynfekuj miejsce poddawane zabiegowi (np. AHD1000).
4. Zwilż skórę tonikiem lub od razu nałóż ampułkę z przeznaczeniem do mezoterapii mikroigłowej.

Czynność powtórzyć 4-5 krotnie (każdy obszar osobno).

Dobierając kosmetyki po zabiegu pamiętaj o tym, że skóra została perforowana, więc jest traktowana jako rana. Używaj np. żelu aloesowego, BetaSerum lub maski w płacie marki FASCY.

☐☐Ostrzeżenia:

- Zdezynfekuj alkoholem głowę urządzenia przed użyciem
- Nie dziel się urządzeniem z innymi osobami
- Utrzymuj aplikator w czystości
- Trzymaj z daleka od dzieci