

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/stempel-urzadzenie-do-mezoterapii-mikroiglowej-drs-140-p-4062.html>



Stempel urządzenie do mezoterapii mikroigłowej DRS 140

Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624743686
Producent	PRIMA DERMA

Opis produktu

Stempel urządzenie do mezoterapii mikroigłowej Prima Derma

□ Derma Stamp 140 to narzędzie, które przekształci Twoją rutynę pielęgnacyjną.

→ Wyposażone w 140 precyzyjnie rozmieszczonych mikroigieł, pozwala na skuteczne i precyzyjne dostarczanie substancji pielęgnacyjnych, takich jak ampułki na zmarszczki, cellulit i wspomagające naprawę skóry, bezpośrednio do jej warstw. Efekt? **Zmarszczki są mniej widoczne, cellulit jest zredukowany, a skóra staje się gładka i promienna** □.

→ Stempel jest specjalną wersją derma rollera przeznaczoną do **silnej stymulacji obszarów skóry**, na których występują trudne do likwidacji **zmiany**, jak i wszelkiego rodzaju **blizny**, w tym **blizny potrądzikowe, miejscowe przebarwienia i zmiany pigmentacyjne**. Wskazaniem są również problemy z **miejscową utratą włosów (zakola)**. Dzięki stymulacji danych obszarów skóry i ciała, dochodzi do regeneracji.

□ Co więcej, **długość igieł** w Derma Stamp można łatwo **dostosować**, co pozwala na dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb skóry. Zabieg powtarzany co 2 tygodnie **stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność i jędrność skóry**. W przypadku stempla igły penetrują skórę pionowo, powodując mniejsze uszkodzenia nawet przy większej długości igieł, i większą skuteczność terapii.

→ ZASTOSOWANIE:

- Usuwanie blizn potrądzikowych,
 - Usuwanie rozstępów
- Niwelowanie cellulitu oraz nierówności
 - Przeciwdziała wypadaniu włosów
- Redukuje przebarwienia i zmiany pigmentacyjne.
 - Modeluje twarz i sylwetkę
 - Regeneracja komórek skóry
- Pomaga odbudować prawidłowe napięcie skóry

□ Derma Stamp 140 jest łatwy do zdezynfekowania i przechowywania, a jego użycie jest bezpieczne dla większości typów skóry - z wyjątkiem atopowej.

□ Jednak jak każdy zabieg kosmetyczny, Derma Stamp 140 może wywołać pewne efekty uboczne, takie jak podrażnienie skóry, krew czy opuchlizna. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą przed rozpoczęciem nowego zabiegu. □

Specyfikacja:

Ilość igieł: **140**

Materiał igieł: **stal chirurgiczna**

Kolor: **biały**