


Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/kartridzmodul-36-igiel-dr-pen-a9-w-granat-1szt-p-3776.html>



Kartridż/Moduł 36 igieł Dr Pen A9-W granat 1szt.

Cena	9,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod EAN	5904624746731

Opis produktu

Kartridż do mezoterapii mikroigłowej kompatybilny z wersjami przewodowymi i bezprzewodowymi urządzeń:

- Dr. Pen A9-W



Poprawia jędrność i elastyczność skóry. Zapewnia efekt odmładzający. Pobudza skórę do produkcji kolagenu, dzięki czemu niweluje zmarszczki. Poprzez perforację, naskórek wchłania większą ilość składników aktywnych znajdujących się w aplikowanych kosmetykach.

ZALETY:

- certyfikowany (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne),
- sterylny (sterylizowany gazem EO, hermetycznie zamknięty),
- jednorazowy,
- wkręcany, co gwarantuje większe bezpieczeństwo,
- regulowane igły od 0,25 do 2.5mm,
- stal chirurgiczna
- blokada punktowa, dzięki której kartridż jest stabilnie zaczepiony podczas pracy
- koronkowy kształt końcówki zapobiega wzrostowi ciśnienia między tarczką z igiełkami a skórą (efekt tłoczka w strzykawce), dzięki temu końcówka nie spowalnia w trakcie wysuwu
- wyposażony w blokadę chroniącą przed wstecznym zalaniem urządzenia przez płyn zabiegowy

Zabiegi frakcyjnego mikronakłuwania skóry wykorzystują czynnik fizyczny, a więc samo ułknięcie, jako sygnał naprawczy oraz czynnik farmakologiczny- podanie odpowiednio dobranej ampułki w zależności od problemu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

1. Skóra twarzy, szyi i dekoltu
- Usuwanie zmarszczek, plamek (przebarwień)
 - Wybielanie
 - Nawadnianie

-
- Odżywianie
 - Odmłodzenie skóry

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy połączenie zabiegu wraz z odpowiednio dobraną ampułką do mezoterapii mikroigłowej.

PROCEDURA ZABIEGOWA:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar kartridża.
2. Znieczul miejsce zabiegowe jeżeli jest taka konieczność.
3. Kartridż otwórz na chwilę przed zabiegiem.
4. Zdezynfekuj miejsce poddawane zabiegowi (np. AHD1000).
5. Zwilż skórę tonikiem lub od razu nałóż ampułkę z przeznaczeniem do mezoterapii mikroigłowej.
6. Miejsce zabiegowe opracowujemy góra-dół , prawo-lewo i to samo tylko na skos jak na zdjęciu.

Czynność powtórzyć 4-5 krotnie (każdy obszar osobno).

Nałóż wcześniej wybraną ampułkę.

Dobierając kosmetyki po zabiegu pamiętaj o tym, że skóra została perforowana, więc jest traktowana jako rana. Używaj np. żelu aloesowego, BetaSerum lub maski w płacie marki FASCY.