

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/nakladki-kapturki-scierne-do-pedicure-czarne-13-mm-gradacja-180-10-szt-p-4066.html>



NAKŁADKI KAPTURKI ŚCIERNE DO PEDICURE CZARNE 13 mm gradacja #180 10 szt.

Cena	12,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624744065
Producent	PRIMA DERMA

Opis produktu

Kapturki ściernie do pedicure nakładki czarne 13mm #180 Prima Derma

□Kapturki ściernie 13mm #180 Prima Derma do prac podologicznych oraz pedicure.

→Dzięki naszym kapturkom **opracowanie naskórka**, nawet na dużych powierzchniach, przebiega w bardzo **sprawnym** sposób. Praca z nimi to **czysta przyjemność** bez **żadnych trudności**.

□**Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i higienę pracy ten produkt jest stworzony dla Ciebie! Dzięki naszym pakietom masz gwarancję najwyższego poziomu higieny.**



□CHARAKTERYSTYKA:

→ Nasze kapturki do pedicure wykonane są z **wysokiej jakości materiału ściernego**, co przekłada się na jego **trwałość**, dzięki czemu posłuży nam on znacznie **dłużej** niż jego zamienniki.

→Naszych kapturków do pedicure możesz używać zarówno do pracy **na mokro** jak i **na sucho**, a ich efektywność w obu przypadkach będzie na **najwyższym poziomie**.

→ Co najważniejsze, na kapturku **nie osadza się naskórek** co mogłoby powodować zapychanie i zmniejszenie efektywności zabiegu

→ Dzięki swojej wielkości i kształtowi **idealnie** sprawdzają się do **opracowywanie podeszwy stopy**. Sprawdzają się zarówno w **trudno dostępnych miejscach** jak i na **dużych powierzchniach**.

□PRZEZNACZENIE:

→Kapturki **przeznaczone** są do **zabiegów podologicznych i pedicure**. To właśnie za ich pomocą możemy **szybko i łatwo** pozbyć się **zrogowaciałego naskórka, modzeli, nagniotków** czy po prostu **zadbać o pielęgnację śródstopia**. Dzięki swojemu **uniwersalnemu rozmiarowi** pasują do większości frezarek dostępnych na rynku.

□SPOSÓB UŻYCIA

1□Kapturek nałożyć na odpowiedni nośnik i docisnąć.

2□Upewnić się, czy nakładka jest dobrze zamocowana podczas obrotu nośnika.

3□Przystąpić do wykonywania zabiegu.

4□Po ukończeniu zużyty kapturek należy wyrzucić.

♥ Dzięki naszym kapturkom praca idzie znacznie sprawniej, skóra po zabiegu pozostaje gładka jak nigdy ♥

□ **Rekomendowane zastosowanie poszczególnych gradacji:**

→ **60-80 ostre**, polecane zrogowaciałego twardego naskórka pięt,

→ **100-150 średnie**, polecane delikatniejszych okolic stóp,

→ **180-240 delikatne**, polecane do wygładzania.

□SPECYFIKACJA:

→ **Ilość: 10 sztuk**

→ **Średnica: 13mm**

→ **Gradacja: #180**

→ **Kolor: czarno-niebieski**