

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/plazma-pen-urzadzenie-do-usuwania-blizn-brodawek-p-3221.html>



Plazma pen urządzenie do usuwania blizn brodawek

Cena	209,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod EAN	5904624742542
Producent	Inny

Opis produktu

PLAZMA PEN


Urządzenie do usuwania brodawek, blizn i zmarszczek!

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię wyładowania w mikroskali plazmowej z niską temperaturą i wysoką częstotliwością.

W przypadku wytwarzania elektryczności o wysokiej częstotliwości między stabilnymi jonami powierzchni skóry a niestabilnymi (labilnymi) jonami w powietrzu, pojawia się iskra. Kiedy igła dotyka powierzchni skóry wytwarzane jest ciepło, wysoka temperatura przyczynia się do likwidacji zmiany na obszarze zabiegowym bez skutków ubocznych oraz krwawienia.

PLAZMA PEN używa małej mocy i odpowiedniej częstotliwości. **Przy zabiegu nie ma wrażeń porażenia prądem** ani efektów ubocznych.



ZASTOSOWANIE:

- lifting powieki górnej i dolnej (bleferoplastyka),
- redukcja zmarszczek palacza, drobnych zmarszczek twarzy,
- redukcja zmarszczek przyusznych,
- redukcja zmarszczek szyi i dekoltu,
- zmniejszenie plam pigmentacyjnych, blizn i rozstępów,
- usuwanie brodawek, włókniaków, prosaków,
- usuwanie piegów, wszystkich rodzaj małych pieprzyków,
- lifting twarzy



1. Plazma Pen jest łatwy w obsłudze i komfortowy w użytkowaniu. Włóż igłę, którą chcesz użyć, wybierz moc, przytrzymując przycisk startu wykonaj zabieg.
2. Posiada 9 poziomów mocy, niższe poziomy służą do redukcji piegów i przebarwień, natomiast wyższe poziomy do usuwania brodawek i włókniaków.
3. Urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, zapewnia skuteczność zabiegu bez efektu przypalenia skóry oraz krwawienia.

Zaawansowany technologicznie pen usuwa natychmiast plamy starcze, tatuaże, pieprzyki oraz przebarwienia potrądzikowe, bez skutków ubocznych.

PLAZMA PEN URZĄDZENIE DO REDUKCJI ZMARSZCZEK!

**Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób przeszkolonych.
Użycie Plazma Pen bez odpowiedniej wiedzy, stwarza ryzyko powstania licznych skutków ubocznych.**

Po włączeniu urządzenia i wybraniu odpowiedniej mocy, przytrzymaj przycisk startu, dzięki temu urządzenie będzie w trybie pracy. Przesuwaj igłę w przód i tył, aż zmiana którą chcesz usunąć stanie się ciemna. W przypadku zmiany jasnej i małej, już 1 zabieg jest w stanie zredukować jej widoczność.

Przy zmianach ciemniejszych wystarczą 2-3 zabiegi.

ZALETY:

- Bateria: akumulator litowo- polimerowy,
- Materiał: ABS + Stal,
- Pobór prądu: 3.7 V/1A,
- Moc wyjściowa: 5 W,
- Czas ładowania: 2 godziny,
- Czas pracy w trybie bezprzewodowym: 3-5 godzin,
- Kolor: Biały,
- 9 trybów pracy,
- Wyświetlacz LCD,
- Reflektor LED do podświetlenia miejsca zabiegu,
- Bezprzewodowy.

ZESTAW ZAWIERA:

- 1 x urządzenie,
- 1 x kabel ładowania USB,
- 1 x eleganckie opakowanie,
- 5 x igła zabiegowa cienka,
- 1 x grubsza końcówka,

