

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/mccm-b-complex-ampulka-do-mezoterapii-mikroiglowej-iglowej-5ml-p-4264.html>



MCCM B-complex ampułka do mezoterapii mikroigłowej / igłowej 5ml

Cena	11,56 zł
Cena poprzednia	~~17,56 zł~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	8436529982381
Producent	MCCM

Opis produktu

MCCM B-COMPLEX 5ml Prima Derma

□ **MCCM B-Complex** — witaminowy koktajl dla skóry zmęczonej, odwodnionej oraz tłustej i trądzikowej

Zestaw witamin z grupy B to naturalny booster komórkowy. Zestawiony przez hiszpańskich specjalistów MCCM complex B1, B3, B6, B9 i B12 działa synergicznie — naprawia naskórek w głębi, stymuluje regenerację i widocznie poprawia wygląd skóry już po pierwszym zabiegu.





→Dlaczego B-Complex?

- ✓ Wit. B1 i B3 — poprawiają energetyczny metabolizm komórkowy, dostarczają skórze „paliwa” do odnowy
- ✓ Wit. B6 — działa na trądzik: reguluje poziom hormonów i zmniejsza aktywność gruczołów łojowych
- ✓ Wit. B9 — niezbędny składnik do wzrostu i namnażania nowych komórek
- ✓ Wit. B12 — wspomaga mikrokrążenie skóry, poprawia dotlenienie i koloryt
- ✓ Silne działanie anti-aging i liftingujące — redukuje powstawanie zmarszczek
- ✓ Wygładza, nawilża i przywraca skórze witalność — szczególnie skórze szarej, zmęczonej, zestresowanej



Wskazania:

- skóra tłusta i trądzikowa
- skóra zmęczona, pozbawiona blasku, wymagająca regeneracji
- oznaki starzenia, pierwsze zmarszczki
- przebarwienia (melasma) i łuszczenie (łuszczyca) — jako terapia wspomagająca
- skóra po zabiegach estetycznych — przyspiesza gojenie i regenerację

Zastosowanie: Ampułka może być stosowana samodzielnie lub jako wzmocnienie mezoterapii i innych zabiegów estetycznych:

1. Mieszana z żelem/żelem przewodzącym do aplikacji miejscowej (np. przy sonoforezie)
2. Połączona z kremem i wmasowana okrężnymi ruchami
3. Wprowadzona za pomocą mezo roller / dermapena
4. Mezoterapii mikroigłowa i igłowa

→METODY WPROWADZANIA:

- mezoterapia igłowa
- mezoterapia bezigłowa
- dermarollery
- sonoforeza
- aquaforeza
- ultradźwięki
- jonizacja

→PRZECHOWYWANIE:

-
- 5 – 25 °C
 - chronić przed światłem

→PRZECHOWYWANIE:

Skład: witamina B1 (tiamina), B3 (niacyna), B6 (pirydoksyna), B9 (kwas foliowy), B12 (kobalamina)

Pojemność: 5 ml

Produkt może być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów.

Dokonując zakupu oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.