

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/mccm-mandelic-acid-kwas-migdalowy-45-100ml-p-4222.html>



MCCM - MANDELIC ACID kwas migdałowy 45% 100ml

Cena	318,00 zł
Cena poprzednia	379,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904624742559
Producent	MCCM

Opis produktu

MCCM - MANDELIC ACID kwas migdałowy 45% 100ml

Kwas migdałowy zaliczany jest do alfa-hydroksykwasów zwanych w skrócie AHA. Sprawdza się on w zabiegach złuszczenia skóry i jej odmładzania. Działając w warstwie rogowej skóry, rozluźnia on połączenia pomiędzy cementem komórkowym a komórkami naskórka i tym samym sprawia, że cera jest jaśniejsza, gładsza i odpowiednio nawilżona. Warto zauważyć, że często w zależności od potrzeb stosuje się go też w połączeniu z innymi kwasami, między innymi kwasem pirogronowym o właściwościach antybakteryjnych lub zabiegiem jakim jest mikrodermabrazja.

Zastosowanie:

Na odtłuszczoną skórę zaaplikuj odpowiednią ilość peelingu, czas pozostawienia preparatu na skórze określa specjalista (lekarz/kosmetyczka). W następnym kroku przemywać skórę dużą ilością zimnej wody oraz zneutralizować. Należy postępować zgodnie z dalszymi zaleceniami pozabiegowymi (stosowanie odpowiednio dobranej pielęgnacji domowej oraz bezwzględne przestrzeganie zasad stosowania wysokiej fotoprotekcji).

Schemat zabiegu:

1. Wykonać demakijaż i stonizować skórę.
2. Za pomocą wacika kosmetycznego zaaplikować na skórę w celu dokładnego oczyszczenia i odtłuszczenia skóry, a także kontrolowanego obniżenia pH przed aplikacją kwasu.
3. Zabezpieczyć wrażliwe miejsca przy użyciu wazeliny lub kremu.
4. Za pomocą pędzelka zaaplikować na skórę wybrany PEELING. Pozostawić na określony czas. Należy pamiętać, że właściwy, rzeczywisty czas ekspozycji preparatu na skórze uzależniony jest od indywidualnej tolerancji preparatu przez skórę pacjenta.
5. Usunąć preparat ze skóry używając dużej ilości zimnej wody.
6. Zaaplikować na skórę neutralizator. Następnie ponownie przemyć skórę zimną wodą.
7. Na osuszoną skórę zaaplikować maseczkę uspokajającą na ok. 15-20 minut. Następnie usunąć płat ze skóry.
8. Zaaplikować krem regenerujący. Kontynuować stosowanie wysokiej fotoprotekcji przez minimum 30 dni po wykonanym zabiegu.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 100 ml. Opakowanie przeznaczone na 50-60 zabiegów.

Skład chemiczny:

Aqua (Water). Mandelic Acid, Hydroxypropyl Methylcellulose, Alcohol Denat, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Produkt może być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów.

Dokonując zakupu oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.