

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 20:15

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/neogenesis-neo-thread-series-nici-pdo-mono-27g-38-mm-usp-5-0-50-mm-20-sztuk-p-4029.html>



Neogenesis Neo Thread Series - nici PDO Mono 27G 38 mm USP 5-0 50 mm 20 sztuk

Cena	138,00 zł
------	------------------


Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Kod EAN	5904624743259
---------	----------------------

Opis produktu

Neogenesis Neo Thread Series - nici PDO Mono

to nici do: twarzy, podwójnego podbródka, konturowania ciała (szyja, biust, pośladki). Nić Neo Mono składa się z PDO, który indukuje proces samoleczenia poprzez wprowadzenie nici w skórę. Neo Mono Thread stosuje się do przyspieszenia syntezy kolagenu i elastyny, działania przeciwzmarszczkowego i odmładzającego skórę.



Jak działają nici PDO?


Polidioksanon (PDO) jest syntetycznym włóknem, które po pewnym czasie całkowicie rozpuszcza się w tkance. Znalazł zastosowanie w produkcji szwów skórnych i podskórnych, dlatego w medycynie wykorzystywany jest od wielu lat. Pomysł na użycie nici PDO w zabiegach estetycznych narodził się w Korei, a dzięki spektakularnym efektom, szybko zdobył popularność na całym świecie. Zabieg polega na wprowadzeniu pod skórę (w wybrane obszary) nici PDO za pomocą bardzo cienkiej igły. Po wprowadzeniu igła jest usuwana, a na skórę założony opatrunek. Zastosowana kuracja wytwarza swoiste rusztowanie, wokół którego organizm rozpoczyna proces neokolagenezy (produkcja nowych włókien kolagenowych), pobudzenie fibroblastów do zwiększonej syntezy elastyny oraz syntezy endogennego kwasu hialuronowego. Skóra po zabiegu staje się bardziej sprężysta, napięta, elastyczna.

☐Zastosowanie:

- wzmocnienie skóry twarzy i ciała,
 - rewitalizacja skóry,
- odmładzanie okolicy oczu,
 - likwidacja zmarszczek,
 - konturowanie ust,
- rewitalizacja środkowej części szyi,
 - modelowanie sylwetki.

☐Zalety stosowania:

- szybki czas rekonwalescencji,
- długotrwały efekt utrzymujący się nawet do 8 miesięcy,
- możliwość powtarzania zabiegu,
- zwiększenie efektów podczas łączenia zabiegów PDO z zabiegami wolumetrycznymi,
- naturalność uzyskanego efektu,
- duża różnorodność w gamie produktowej umożliwia spersonalizowanie zabiegu,
- brak nacięć i blizn.



Skład:

☐ Polidiodksanon (PDO) - włókno syntetyczne stosowane do zabiegów liftingujących.

Protokół:

- Rodzaj: nici PDO Mono,
- Rozmiar: 27G 38mm (igła) 50mm (nić).

Opakowanie:

☐ 20 szt (2 x 10szt.).

Produkt może być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów☐

Dokonując zakupu oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.